



پانسمان ها، نقش بسزایی در روند بهبودی زخم و جراحی دارند. استفاده از پانسمان های آماده، روشی مطمئن و استاندارد برای پوشاندن درست و اصولی محل زخم، جلوگیری از عفونت و التیام سریعتر زخم میباشد. پانسمان آماده دیجی درم با مرطوب نگه داشتن محیط زخم باعث بهبود هر چه سریعتر زخم می شود. این پانسمان از یک پد جذب و یک لایه ی تثبیت کننده نرم و انعطاف پذیر ساخته شده که مناسب استفاده در زخم های بخیه و زخم های جراحی است. این محصول در ابعاد مختلف تولید گردیده و بسته به اندازه زخم می توان از سایزهای مختلف آن استفاده نمود.

ابعاد محصول :

۱۰ X ۳۰ cm

۱۰ X ۲۵ cm

۱۰ X ۲۰ cm

۱۰ X ۱۵ cm

۱۰ X ۱۰ cm

بسته بندی محصول :

- ۱۲۰۰ عدد سایزهای ۱۰cm x ۱۵cm و ۱۰cm x ۱۰cm در کارتن
- ۱۲۰۰ عدد سایزهای ۱۰cm x ۲۰cm و ۱۰cm x ۲۵cm در کارتن

- ۱ عدد در بسته بندی تکی، ۵۰ عدد در بسته میانی
- ۶۰۰ عدد سایز ۱۰cm x ۳۰cm در کارتن

مزایا :

- حفاظت زخم از در مقابل میکروبها و مدمات
- قابل استفاده در زخم های سطحی و کم ترشح
- جلوگیری از آلودگی زخم
- نفوذ پذیری هوا

- پوشش ثانویه برای نگهداری سایر پانسمان ها
- دارای پد مخصوص با قدرت جذب بالا
- قابلیت جذب خون و ترشحات زخم
- ضد حساسیت