

قلم یکبار مصرف الکتروکوتر جراحی

Disposable Electrosurgical Pencil

ساخت ایران



- دارای عملکردهای برش و انعقاد خون
- قابلیت کار کردن با قلم توسط دکمه
- مشخص کردن کارکرد هر دکمه روی قلم با رنگ های مختلف برای کاربری آسان
- طراحی سبک و غیر لغزشی برای عملکرد راحت تر در طول عمل جراحی
- دارای پروانه ساخت از اداره کل تجهیزات پزشکی
- دارای استانداردهای بین المللی ISO 9001 , ISO 13485

کارخانه:

شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز
بلوار نوآوران، خیابان ۵۰۱، پلاک ۳۰
کدپستی: ۷۱۵۸۱۷۷۳۶
تلفن: ۰۷۱۳۷۳۲۵۴۶ - ۳۷۷۳۲۵۴۴
فاکس: ۰۷۱۳۷۴۳۱۰۸

دفتر تهران:

خیابان سهروردی شمالی کوچه شهید
سلطانی، پلاک ۱۶، طبقه ۴، واحد ۱۴
کدپستی: ۱۵۵۵۹۱۵۳۷
تلفن: ۰۲۱۸۸۵۲۰۸۱۹ - ۸۸۵۰۴۰۰۹
فاکس: ۰۲۱۸۵۲۰۹۶۷

دفتر مرکزی:

شیراز، فرهنگ شهر، بعد از کوچه ۲۸
ساختمان دنا، طبقه دوم، واحد ۳
کدپستی: ۷۱۸۷۹۱۷۷۳۳
تلفن: ۰۷۱۹۱۰۰۲۹۳۰
فاکس: ۰۷۱۳۶۳۰۲۷۷۱