




Dena - Scrub

اپلیکاتور پرپ یکبار مصرف

Dry Prep Sponge Sticks



● سازگار با پوست

● اقتصادی و مقرون به صرفه

● دارای اسفنج مدیکال گرید با قابلیت جذب بالا

● سهولت استفاده

● استریل و یکبار مصرف

● بسته بندی ویژه و مطابق با استانداردهای پزشکی

دارای پروانه ساخت از اداره کل تجهیزات و
ملزومات پزشکی و وزارت بهداشت و درمان



13485:2016

پرپ پوست

عفونت محل زخم و جراحی ۲۰٪ از تمام عفونت های بیمارستانی را شامل میشود. این نوع عفونت رایج ترین و پر هزینه ترین عفونت ها در بیمارستان ها و مراکز درمانی بوده که علاوه بر تحمیل هزینه های بسیار برای بیمار و مرکز درمانی، مدت اقامت بیمار در بیمارستان را ۷ الی ۹ روز افزایش می دهد.


پرپ پوست در جراحی یکی از مهمترین اقدامات جهت آماده سازی بیمار برای عمل جراحی است که معمولاً به فاصله کوتاهی قبل از عمل در اتاق عمل انجام می شود. پوست سد دفاعی طبیعی بدن در برابر ورود میکروارگانیسم ها به احشای داخلی بدن است. هرگونه آسیب به ساختار طبیعی پوست می تواند منجر به ایجاد عفونت در بدن بیمار گردد. از طرفی در اکثر موارد برای انجام عمل جراحی نیاز به برش پوست ناحیه عمل، جهت ورود و دسترسی به اعضای داخلی بدن می باشد. بنابراین آماده کردن پوست محل عمل، یکی از پیش نیازهای اساسی قبل از شروع عمل جراحی است. با آماده سازی پوست ناحیه عمل و فراهم کردن شرایط استریل، امکان ورود میکروارگانیسم ها به بدن به کمترین حد ممکن کاهش می یابد.

اهداف از انجام فرایند پرپ :

- کاهش تعداد میکروارگانیسم های پوست بیمار تا حد ممکن.
- تمیز نمودن پوست از هر گونه جرم و چربی جهت کاهش هر چه بیشتر میکرو ارگانیسم ها.
- قرار دادن یک لایه ضدعفونی کننده بر روی پوست جهت جلوگیری موقت از رشد میکروارگانیسم ها در طول عمل.

اپلیکاتور پرپ دنا

اپلیکاتور پرپ دنا، محصولی ویژه، استاندارد و یکبار مصرف برای انجام پرپ بیمار قبل از عمل جراحی، کاتتر و سوندگذاری بخیه، معاینات و غیره میباشد. این محصول از اسفنج مخصوص پزشکی ساخته شده و در بسته بندی استریل و بصورت یکبار مصرف ارائه میگردد.

مدل های محصول

مشخصات فنی محصول

Size	12CM/14CM/18CM
UOM	1/ PK
Sterile/Non-Sterile	Sterile-ETO
Latex/Latex-Free	Latex Free
Color	Yellow,Green,Blue,White
Department	Surgery,Emergency Room and ...

قابلیت جذب بالا

کارخانه

شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز
بلوار نوآوران، خیابان ۱۵۰۱، پلاک ۳۰
تلفن: ۰۷۱-۳۷۷۳۲۵۴۶ - ۳۷۷۳۲۵۴۴

دفتر تهران

خیابان سهروردی شمالی کوچه شهید
سلطانی، پلاک ۱۶، طبقه ۴، واحد ۱۴
تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۲۰۸۱۹ - ۸۸۵۰۴۰۰۹

دفتر مرکزی

شیراز، فرهنگ شهر، بعد از کوچه ۲۸
ساختمان دنا، طبقه دوم، واحد ۳
تلفن: ۰۷۱-۹۱۰۰۲۹۳۰ (خط ۱۰)